



NEDERLANDS

1. Was uw handen.
2. Verwijder de beschermhuls van de connector.
3. Bevestig de connector stevig in de catheter. Controleer of de aftap gesloten is (zie 7).
4. Hang de CuriBag 80 bedzak aan de bedrand door middel van het bedrekje.
5. Toevoerslang knikvrij houden.
6. Hang de CuriBag 80 bedzak lager dan het niveau van de blaas.
7. Aftap open: buisje naar beneden. Aftap dicht: buisje naar boven.
8. De 1,5 liter bedzak heeft geen aftap. Na gebruik de bedzak openscheuren of knippen bij TEAR.
9. CuriBag 80 urinebedzak gebruiken voor de nacht.
10. Voor overdag gebruikt u een CuriBag 80 urinebeenzak of de Soft Careline beenzak.
11. CuriBag 80 bedzak niet langer dan één nacht gebruiken (maximaal 24 uur).
12. Leeg de CuriBag 80 voor het afkoppelen, de bedzak na gebruik leeg weggooien.

Volg altijd de aanwijzingen van uw specialist of verpleegkundige op. Gebruik de CuriBag 80 éénmalig en verwissel hem dagelijks. Indien u een urinebedzak meerdere dagen en nachten wilt gebruiken is er de P425 bedzak. Bij complicaties raadpleeg uw specialist of verpleegkundige.

ENGLISH

1. Wash your hands.
2. Remove the protective case from the connector.
3. Fix the connector tightly to the catheter. Check if the drain tap is closed (see 7).
4. Fix the CuriBag 80 bed bag to the bed edge by means of the bed rack.
5. Keep the supply tube kink-free.
6. Fix the CuriBag 80 bed bag lower than the level of the bladder.
7. Drain tap open: push tube down. Drain tap closed: push tube up.
8. The 1,5 litre bed bag does not have a drain. After use, tear or cut open the bed bag at the TEAR indication.
9. Use the CuriBag 80 urine bed bag during the night.
10. You can use a CuriBag 80 urine leg bag or the Soft Careline leg bag during the day.
11. Do not use the CuriBag 80 bed bag longer than one night (maximum of 24 hours).
12. Empty the CuriBag 80 before disconnecting it, throw the bed bag away empty after use.

Always follow the instructions from your specialist or nurse. Use the CuriBag 80 once and change it daily. If you want to use a urine bed bag for several days and nights, use the P425 bed bag. In case of complications consult your specialist or nurse.

DEUTSCH

1. Waschen Sie Ihre Hände.
2. Entfernen Sie die Schutzhülle des Verbindungsstücks.
3. Befestigen Sie das Verbindungsstück fest im Katheder. Prüfen Sie, ob der Ablasshahn geschlossen ist (siehe 7).
4. Hängen Sie den CuriBag 80 Bettbeutel mit Hilfe des Bettrahmens an den Bettrand.
5. Den Zufuhrschlauch nicht knicken.
6. Hängen Sie den CuriBag 80 Bettbeutel niedriger als die Lage der Blase.
7. Ablasshahn geöffnet: Röhrchen nach unten schieben. Ablasshahn geschlossen: Röhrchen nach oben schieben.
8. Der 1,5 Liter Bettbeutel hat keinen Ablass-hahn. Den Betbeutel nach Verwendung aufreißen oder bei TEAR abschneiden.
9. CuriBag 80 Urin-Bettbeutel nachts benutzen.
10. Tagsüber verwenden Sie einen CuriBag 80 Urin-Beinbeutel oder den Soft Careline Beinbeutel.
11. CuriBag 80 Bettbeutel nicht länger als eine Nacht benutzen (höchstens 24 Stunden).
12. Entleeren Sie den CuriBag 80 vor dem Abnehmen. Den Bettbeutel nach Verwendung leeren und entsorgen.

Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Spezialisten oder Ihres Krankenpflegers/Ihrer Krankenschwester. Benutzen Sie den CuriBag 80 einmalig und erneuern Sie ihn täglich. Für den Fall, dass Sie einen Urin-Bettbeutel mehrere Tage und Nächte benutzen wollen, gibt es den P425 Bettbeutel. Bei Komplikationen fragen Sie Ihren Spezialisten oder Ihren Krankenpfleger/Ihre Krankenschwester.

FRANÇAIS

1. Se laver les mains.
2. Oter le manchon de protection de l'adaptateur.
3. Fixer correctement l'adaptateur à la sonde. Veillez à ce que le robinet de vidange soit fermé (voir 7).
4. Accrocher la CuriBag 80 poche à urine à accrocher au lit dans le porte-poche fixé au lit.
5. Veiller à ce que la tubulure d'arrivée ne soit pas coudée.
6. Accrocher la CuriBag 80 poche à urine à accrocher au lit à une hauteur inférieure à celle de la vessie.
7. Ouverture du robinet de vidange: petit tube vers le bas. Fermeture du robinet de vidange: petit tube vers le haut.
8. La poche à urine de 1,5 litre n'est pas munie d'un robinet de vidange. Après usage, couper ou tirer la poche à urine à accrocher au lit à l'indication TEAR.
9. La poche à urine CuriBag 80 à accrocher au lit est destinée à un usage nocturne.
10. Dans la journée, utiliser une poche à urine CuriBag 80 ou Soft Careline à fixer sur la jambe.
11. Ne pas utiliser la CuriBag 80 poche à urine à accrocher au lit plus longtemps qu'une nuit (24 heures au maximum).
12. Vider la CuriBag 80 avant de détacher le raccordement, jeter la poche à urine à accrocher au lit après l'avoir vidée.

Suivez toujours les indications fournies par votre spécialiste ou par le personnel infirmier. Utilisez la CuriBag 80 une seule fois et changez-la chaque jour. La P425 est une poche à urine à accrocher au lit pouvant être utilisée plusieurs jours et nuits. Consultez votre spécialiste ou le personnel infirmier en cas de complications.

NORSK

1. Vask hendene.
2. Fjern beskyttelseshylsen på tilkoplingen.
3. Fest tilkoplingen godt i kateteret. Kontroller at tømningen er lukket (se 7).
4. Heng CuriBag 80 sengeposen på sengekanten ved hjelp av et sengestativ.
5. Tilførselsslengen skal ikke ha knekk.
6. Heng CuriBag 80 sengeposen lavere enn urinblærens nivå.
7. Tømming åpen: det lille røret nedover. Tømming stengt: det lille røret oppover.
8. Sengeposen på 1,5 liter har ikke tømning. Etter bruk åpnes sengeposen ved å rive eller klippe langs TEAR.
9. CuriBag 80 urinsengepose brukes om natten.
10. Om dagen bruker De en CuriBag 80 urinbenpose eller Soft Careline benpose.
11. CuriBag 80 sengepose må ikke brukes mer enn 1 natt (maksimalt 24 timer).
12. Tøm CuriBag 80 før den frakoples; den tomme sengeposen kastes etter bruk.

Følg alltid spesialistens eller sykepleierens anvisninger. Bruk CuriBag 80 én gang og skift den hver dag. Hvis De ønsker å bruke en urinsengepose i flere døgn, kan De bruke en P425 sengepose. Ta kontakt med Deres spesialist eller sykepleier i tilfelle komplikasjoner.

HRVATSKI

1. Operite ruke.
2. Skinite zaštitnu kapicu sa spojnice.
3. Dobro pričvrstite spojnica na kateter. Provjerite je li ispusni ventil zatvoren (vidi 7. točku).
4. Provucite trake za nogu kroz otvore. Traka protiv sklizanja stavlja se na kožu.
5. Vrećicu za nogu pričvrstite na gornji ili donji dio noge (ovisno o odabranoj duljini cjevčice).
6. Osim traka za noge dostupni su i držači nožnih vrećica za urin Fixette i Fixette Plus, koji omogućuju savršeno učvršćivanje.
7. Otvoren ispusni ventil: okrenite cjevčicu prema dolje. Zatvoren ispusni ventil: okrenite cjevčicu prema gore.
8. Nemojte savijati dovodnu cjevčicu.
9. Nožnu vrećicu za urin CuriBag 80 koristite tijekom dana.
10. Vrećicu za urin CuriBag 80 koja se pričvršćuje za krevet koristite tijekom noći.
11. Ispraznite vrećicu CuriBag 80 prije odspajanja.
12. Nakon upotrebe bacite praznu vrećicu CuriBag 80.

Uvijek slijedite upute svojeg specijalista ili medicinske sestre. Vrećicu CuriBag 80 koristite samo jedanput i mijenjajte je svaki dan. Ako vrećicu za urin želite koristiti nekoliko dana, koristite nožnu vrećicu Soft Careline. U slučaju komplikacija posavjetujte se sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

DANSK

1. Vask hænderne.
2. Tag forsigtigt beskyttelseshylsteret af konnektoren.
3. Sæt konnektoren godt fast i kateteret. Kontroller at aftapningen er lukket (se 7).
4. Hæng CuriBag 80 sengeposen på sengekanten ved hjælp af sengehesten.
5. Sørg for at der ikke er knæk på tilførselsslangen.
6. Hæng CuriBag 80 sengeposen lavere end den højde, blæren befinder sig i.
7. Aftapning åben: Røret nedad. Aftapning lukket: Røret opad.
8. 1,5 liters sengeposen har ingen aftapning. Efter brugen rives sengeposen op eller klippes op ved TEAR.
9. Brug CuriBag 80 urinsengepose om natten.
10. Om dagen bruges en CuriBag 80 urinbenpose eller Soft Careline benpose.
11. CuriBag 80 sengepose må ikke bruges i mere end én nat (maks. 24 timer).
12. Tøm CuriBag 80 før du kobler den fra, smid den tomme sengepose væk efter brugen.

Følg altid din speciallæges eller din sygeplejerskes anvisninger. Brug kun CuriBag 80 én gang og udskift den hver dag. Hvis du vil bruge en urinsengepose flere dage og nætter, er der P425 sengeposen. Spørg din speciallæge eller sygeplejerske, hvis der er komplikationer.

MAGYAR

1. Mosson kezét.
2. Távolítsa el a konnektorról a védőtokot.
3. A konnektort tolja bele a katéterbe. Ellenőrizze, hogy az elvezető csap zár el van-e zárva (lásd a 7. pontot).
4. Akassza a CuriBag 80 ágyra rögzíthető zsákot az ágy szélén levő rácsra.
5. Az odavezető csövön ne legyen törés.
6. A CuriBag 80 ágyra rögzíthető zsákot a hólyagnál alacsonyabban akassza fel.
7. Az elvezető csap kinyitása: a csövecskét tolja balra. Az elvezető csap elzárása: a csövecskét tolja jobbra.
8. A 1,5 literes úrtartalmú ágyra rögzíthető zsákon nincs elvezető cső. Használat után a zsákot tépje vagy vágja fel a TEAR feliratnál.
9. CuriBag 80 ágyra rögzíthető vizeletgyűjtő zsákot csak éjszaka használja.
10. Nappalra CuriBag 20 lábra erősíthető vizeletgyűjtő zsákot vagy Soft Careline lábra erősíthető zsákot használjon.
11. CuriBag 80 ágyra rögzíthető zsákot ne használja egy éjszakánál hosszabb ideig (maximum 24 órán át).
12. Mielőtt lekapcsolná a CuriBag 80-at, ürítse ki azt, és használat után üresen dobja ki.

Mindig kövesse szakorvosa vagy ápolója utasításait. A CuriBag 80-at csak egyszer használja, és naponta cserélje ki. Ha egy ágyra köthető vizeletgyűjtő zsákot több napon és éjszakán át kíván használni, arra alkalmas a P425 ágyra erősíthető zsák. Komplikációk esetén mindig értesítse a szakorvosát, vagy ápolóját.